

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Cimento Cirúrgico para Cranioplastia



JV

Excelência em OPME

Kit Cânulas Dilatadoras



www.jvmedic.com.br

HEAD FORCE

Anvisa: 80128580184

CIMENTO CIRÚRGICO PARA CRANIOPLASTIA

Composto por uma mistura cuidadosamente selecionada de materiais biocompatíveis, o Head Force oferece uma combinação ideal de força e flexibilidade para uma reconstrução craniana precisa e duradoura. Sua formulação promove uma integração harmoniosa com a estrutura óssea, garantindo resultados estéticos superiores aos produtos da mesma categoria.

O Cimento Cirúrgico Head Force é uma solução versátil e inovadora para uma ampla gama de aplicações na reconstrução craniana. Projetado para proporcionar resultados excepcionais e duradouros, o Head Force é indicado para uma variedade de procedimentos, incluindo:

- Cranioplastia
- Fechamento de Crânio
- Reparo de Defeitos Cranianos Traumáticos
- Correção de Deformidades Congênitas
- Reconstrução após Cirurgias Neurológicas
- Implantes de Próteses Cranianas
- Reparo de Fraturas Ósseas Cranianas



TEMPERATURA MÁXIMA 58°

Head Force se desempenhou com excelência em todos os testes de aprovação. Obedecendo as normas e tendo um resultado superior a concorrência. Sua temperatura máxima de 58° é a menor dentre as marcas testadas.


Apresentação:

Cada embalagem de Head Force Cimento Cirúrgico para Cranioplastia é composta por:

- 1 ampola com 17ml do componente líquido.
- 1 blister com 30 gramas de componente em pó
- 1 espátula

O conjunto é fornecido estéril em duplo blister e acondicionado em caixa de papelão com acabamento plastificado.

 Tempo total: ≈ 21 min.  Ambiente: 23°



BIOCOMPATIBILIDADE AVANÇADA

Nosso cimento para cranioplastia é formulado com materiais biocompatíveis de última geração, garantindo uma resposta favorável dos tecidos circundantes e reduzindo o risco de reações adversas.

FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO

Projetado para proporcionar facilidade de uso aos cirurgiões, nosso cimento possui uma consistência ideal que permite uma aplicação suave e precisa durante o procedimento de cranioplastia. Sua textura adequada facilita a moldagem e a adaptação ao contorno craniano, garantindo resultados estéticos e funcionais superiores.

SEGURANÇA COMPROVADA

Submetido a rigorosos testes e ensaios clínicos, nosso cimento para Cranioplastia oferece uma segurança comprovada e um desempenho confiável. Em seus testes de performance superou o desempenho de produtos da mesma categoria.

RESULTADOS DURADOUROS

Com sua composição avançada e propriedades mecânicas superiores, nosso cimento para cranioplastia oferece resultados duradouros e satisfatórios. A integração perfeita com o osso circundante e a resistência excepcional garantem uma reconstrução craniana eficaz e de longo prazo, restaurando a qualidade de vida dos pacientes.

CRYSTAL LUX

KIT CÂNULAS DILATADORAS

Iluminação é precisão, e precisão é segurança

Segurança em suas mãos

No universo em constante evolução da neurocirurgia, a precisão é a chave para alcançar resultados excepcionais. Apresentamos Crystal Lux, a mais recente inovação da Safira Medical. Desenvolvido para atender às exigências rigorosas de médicos neurocirurgiões, o Crystal Lux é a resposta para procedimentos de alta complexidade e desafios anatômicos.

Precisão Aprimorada

Crystal Lux oferece um sistema de afastamento tubular de última geração, permitindo um acesso cirúrgico preciso e controlado. Cada componente é meticulosamente projetado para garantir uma visão clara e ininterrupta do local da cirurgia.

Dispositivo de uso único descartável



Tecnologia de Iluminação LED de Alta Intensidade Embutida



O Crystal Lux ilumina em uma variedade de aplicações neurocirúrgicas:

• Cirurgia de Descompressão.

Crystal Lux oferece um acesso preciso e iluminação ideal para aliviar a pressão sobre estruturas nervosas.

• Fusão da Coluna Vertebral

A precisão do Crystal Lux é fundamental para o sucesso das cirurgias de fusão da coluna vertebral, permitindo a fixação segura de enxertos e implantes.

• Dissectomia

Crystal Lux proporciona uma visão clara e direcionada, permitindo a remoção precisa do material herniado.

• Laminectomia

Crystal Lux oferece iluminação consistente e acesso controlado.

O afastador Tubular Vertebral Crystal Lux é projetado com a segurança do paciente como prioridade máxima. Cada unidade é fornecida estéril e pronta para uso, eliminando o risco de contaminação cruzada.

A iluminação LED de alta intensidade, embutida de forma inteligente, proporciona uma visão nítida e sem sombras, vital para procedimentos delicados na coluna vertebral. O Crystal Lux garante a iluminação ideal para cada cirurgia.



JV

Excelência em OPME

Consulte agora mesmo nosso depto. de vendas

TELS.:

(11) 2409-4666

(11) 2087-4010

comercial@jvmedic.com.br

R. Hélio Manzoni, 263 - Vila Gopouva, Guarulhos - SP CEP 07092-070

siga-nos: @jvmedic_oficial



visite: www.jvmedic.com.br